



Besonderheiten:

- Modularer Aufbau - Die Spielelemente sind einfach zu verbinden und zu trennen
- Die Blöcke können miteinander kombiniert werden – wie Puzzleteile
- Minimale Größe nach dem Zusammensetzen und maximale Vielfalt an Spielen und Übungen nach dem Auseinanderfalten
- Minimale Menge an Farbstimuli
- Pflegeleicht
- Beständig gegen Wetterbedingungen und UV-Strahlung
- Hergestellt aus haltbaren, zertifizierten Materialien
- Geschlossenzelliger Polyethylenschaum, WU 45 XPE
- Erfüllen die Anforderungen eines Medizinprodukts


Anwendung:

MOOVIE 23 ist ideal für große Räume wie Turnhallen, Rehabilitationsräume, Spielzimmer oder Gemeinschaftsräume in Schulen.

MOOVIE 15 ist für kleinere Räume in Wohnungen, kleine Rehabilitationsräume oder Gemeinschaftsräume in Kinderkrankenhäusern geeignet.

Die Elemente können auch im Wasser verwendet werden. Dank ihrer einzigartigen Eigenschaften schwimmen sie auf der Wasseroberfläche und trocknen schnell.

Beispielübungen:



MOOVIE ist ein Entwicklungs- und Rehabilitationsspielzeug. Es wurde für die Entwicklung und Rehabilitation von Kindern mit Funktionsstörungen im Zentralnervensystem und für die Ergotherapie bei Kindern mit Störungen der Sinnesverarbeitung entwickelt. Frühzeitige Rehabilitationsmaßnahmen in Form dieses Spiels helfen Defizite bei Kindern mit Funktionsstörungen zu verbessern oder zu kompensieren.

Typen:

MOOVIE 23 – das große Set aus Puzzleteilen besteht aus 23 Elementen

MOOVIE 15 - das kleine Set aus Puzzleteilen besteht aus 15 Elementen.

Zusammengesetzt ergibt ein Set die Form eines Zylinders.

MOOVIE-Blöcke unterstützen das Kind in seiner allgemeinen Entwicklung, einschließlich:

- Verbesserung der Fein- und Grobmotorik
- Stärkung des Nervensystems durch Bewegung
- Entwicklung des Orientierungsmusters
- Entwicklung von motorisch-auditorisch-visueller Wahrnehmung
- Integration in die Gleichaltrigengruppe


Kontraindikationen:

- Patienten, mit denen die Zusammenarbeit eingeschränkt oder unmöglich ist
- Alle Wunden und Störungen des Gewebes
- Nach einer Fraktur und Operationen
- Muskel- und Sehnenrupture



Das große Set MOOVIE 23

Satz mit 23 Elementen: Ø1800 mm, Höhe 480 mm



Große Auswahl an entwicklungs- und rehabilitativen Puzzleblöcken:

Element A.

1/2 des äußeren Randes des Zylinders
1 Stk., Höhe 480 mm

Element B.

1/2 des äußeren Randes des Zylinders
4 Stk., Höhe 120 mm

Element C.

Der innere Zylinder
1 Stk., Höhe 480 mm

Element D.

1/6 des mittleren Randes des Zylinders
2 Stk., Höhe 480 mm

Element E.

8 – Form-Anschluss
3 Stk.
E1 - Höhe 80 mm
E2 - Höhe 160 mm
E3 - Höhe 240 mm

Element F.

1/6 des mittleren Randes des Zylinders,
3 Stk.
F1 - Höhe 80 mm
F2 - Höhe 160 mm
F3 - Höhe 240 mm

Element G.


1/6 des mittleren Randes des Zylinders,
3 Stk.
G1 - Höhe 80 mm
G2 - Höhe 160 mm
G3 - Höhe 240 mm

Element H.

1/6 des mittleren Randes des Zylinders,
6 Stk.
H1 - 2 Stk. Höhe 80 mm
H2 - 2 Stk. Höhe 160 mm
H3 - 2 Stk. Höhe 240 mm

Das kleine Set MOOVIE 15

Satz von 15 Elementen: Ø900 mm, Höhe 300 mm



Kleiner Satz entwicklungs- und rehabilitativer Puzzleblöcke:

Element A.

1/2 des äußeren Randes des Zylinders
1 Stk., Höhe 300 mm

Element B.

1/4 des äußeren Randes des Zylinders
1 Stk., Höhe 300 mm

Element C.

1/4 des äußeren Randes des Zylinders
2 Stk., Höhe 150 mm

Element D.

1/2 des mittleren Randes des Zylinders
1 Stk., Höhe 300 mm

Element E.

1/4 des mittleren Randes des Zylinders
6 Stk.,
E1 - 2 Stk. Höhe 50 mm
E2 - 2 Stk. Höhe 100 mm
E3 - 2 Stk. Höhe 150 mm

Element F.

Der innere Zylinder
3 Stk.
F1 - 1 Stk. Höhe 50 mm
F2 - 1 Stk. Höhe 100 mm
F3 - 1 Stk. Höhe 150 mm
austauschbar
F4 - 1 Stk. Höhe 300 mm